

**SinoCAM**    **CCD-Kamera, 1-Chip, Einfache Ausführung**  
 CCD-Camera, 1-Chip, Plain model



<u>TV-System</u>	<u>Ref.-No.</u>
PAL	190.0044.P
NTSC	190.0044.N

Digitale 1-Chip-CCD-Farbkamera, bestehend aus:

- Steuereinheit(CCU-Camera Control Unit)
- wasserdichtem Kamerakopf (mit C-mount-Gewinde)
- Kamerakopf-Kabel (NICHT wasserdicht)

Technische Daten:

1/3" CCD-Chip , 440.000 Pixel, 2 Lux, f = 1,4  
 Spannung: 230 Vac +/- 15%, 50-60 Hz ;  
 Leistungsaufnahme: 15W ; Videoausgänge 1 x FBAS, BNC  
 Netzkabel, Bedienungsanleitung  
 Maße: BxHxT = 176 x 62 x 202 mm, 1,5 kg



Digital 1-Chip-CCD-Colour-Camera, consisting of:

- CCU-Camera Control Unit
- Camera-head (waterproof, with C-mount-thread)
- Camera-head-cable (NOT waterproof)

Technical Data:

1/3" CCD-Chip , 440.000 Pixel, 2 Lux, f = 1,4  
 Power requirements: 230 Vac +/- 15%, 50-60 Hz  
 Video output: 1 x FBAS, BNC  
 - Main cable, - Service manual  
 Dimensions: 176 x 62 x 202 mm, Weight: 1,5kg

