


Kaltlichtkabel für Halogen-Lichtquellen Coldlightcables for Halogen-Lightsources

Standard-Kaltlichtkabel für Halogen-Lichtquellen, mit Knickschutz und Zugentlastung
sterilisierbar bei 134° C, ohne Adapter für Lichtquelle und Endoskop

Standard Coldlightcable for Halogen-lightsources, resistant to crushing and bending, with pull-relief,
sterilizable at 134° C / 273° F, without adapters for lightsource and endoscope



110...

Ø 3,5 mm

(für Endoskope bis Ø 4 mm
for endoscopes up to Ø 4 mm)

Länge/length	Ref.-No.
1,8 m	110.0135
2,3 m	110.0235
3,0 m	110.0335
3,5 m	110.0435
5,0 m	110.0535

Ø 4,8 mm

(für Endoskope mit Ø 5 mm/10 mm
for endoscopes with Ø 5 mm/10 mm)

Länge/length	Ref.-No.
1,8 m	110.0148
2,3 m	110.0248
3,0 m	110.0348
3,5 m	110.0448
5,0 m	110.0548

Lichtquellen-Adapter Lightsource-Adapter	Art.-Nr. Ref.-No.	Fabrikat Branch	Art.-Nr. Ref.-No.	Endoskop-Adapter Endoscope-Adapter
	110.9002	R. Wolf	110.9022	
	110.9003	Olympus	110.9025	
	110.9004	ACMI British Style	110.9024	
	110.9005	K. Storz Fiegert-End.	110.9025	