

Saug- / Spül-Gerät

Suction / Irrigation unit



Ref.-No. 195.0009

Saug- / Spül-Gerät , Leistung bis zu 3l / min. , vollautomatisch, mit Stand-by-Funktion für Geräusch- und Verschleiss-Minimierung



Suction- / Irrigation-Unit , performance up to 3l /min. , full automatic, with Stand-by-function for noise and wear decrease

Zubehör inklusive	Ref.-No.	Accessories included
Flaschenhalter (2l)	195.0012	Bottle holder (2l)
2-Liter Sekretglas	195.0013	Secretion bottle 2-Liter
Silikonschlauch-Satz	195.0017	Silicon tube - Set
Micro-Filter (2 Stck.)	195.0018	Micro filter (2 pcs.)
Einstechdorn	195.0019	Puncture tube

Maße / Dimensions: (B x H x T) / (W x H x D) **353 x 105 x 253 mm**
Gewicht / Weight: **4,5 kg**
Schutzklasse / Safety class: **2a / BF, IEC 601-1 / CE 0483, EN 60601-1 / 93/42 EEC**
Spannung / Voltage: **umschaltbar / switchable 115 VAC - 230 VAC**

(Saug-Spül-Instrumente siehe "Laparoskopie" !) (Suction-Irrigation-Instruments see "Laparoscopy" !)

Optionales Zubehör / Optional Accessories:

Flaschenhalter für 1-Liter-Spüllösung Bottle holder for 1-Liter-Rinsing-Solution		195.0011
Flaschenhalter für 2-Liter-Sekretglas Bottle holder for 2-Liter-Secretion-Bottle		195.0012
2-Liter-Sekretglas Secretion bottle 2 liter		195.0013
Saugdeckel mit Automatikventil für Sekretglass Suction lid with automatic valve for secretion bottle		195.0014
Ersatzglas für Automatikventil Replacement glass for automatic valve		195.0015
Dichtungssatz für Saugdeckel Washer set for Suction lid		195.0016
Silikonschlauch-Satz Silicon tube - Set		195.0017
Mikro-Filter (10 Stück) Micro filter (10 pieces)		195.0018
Einstech-Rohr Puncture tube		195.0019