

Saug-Spül-Pumpe

Suction-Irrigation pump



Ref.-No. 195.0009

Saug-Spül-Pumpe - Leistung bis zu 3.000 ml / min. - für alle chirurgischen Anwendungen - vollautomatisch - keine Anpassungen während des Betriebs notwendig - Überdruck(Spülflasche) und Unterdruck(Saugflasche) wird gesteuert / ausgeglichen durch hochsensible elektronische Sensoren/Mikrocontroller - automatische Stand-by-Funktion hält Druck zur Verfügung und reduziert Geräusch bei Nichtverwendung - Verwendung von sterilen Einweg-Luftfiltern vermeidet Kontamination des Geräts und der Spülflüssigkeit durch kontaminierte Luft - Komplettes Zubehör ist voll autoklavierbar!






Suction-Irrigation-Pump - performance up to 3.000 ml /min. - for all surgical applications - fully automatical - no adjustments necessary during work - overpressure (irrigation bottle) and underpressure (suction bottle) controlled/balanced by high sensitive electronical sensors/microcontroller - automatic stand-by function keeps pressures available and reduces noise if not used - use of disposable sterile air filters avoids contamination of the unit and the irrigation liquide by contaminated air - all accessories are fully autoclavable!

Maße / Dimensions:	(B x H x T)	(W x H x D)	353 x 105 x 253 mm
Gewicht / Weight:	4,5 kg		
Schutzklasse / Safety class:	2a / BF, IEC 601-1 / CE 0483, EN 60601-1 / 93/42 EEC		
Spannung / Voltage:	umschaltbar / switchable 110/115 VAC - 230/240 VAC		

(Saug-Spül-Instrumente siehe Katalogseite LAP 26 / Suction-Irrigation-Instruments see catalogue page LAP 26)



Standard-Zubehör inklusive / Standard accessories included:

Halterung für 2-Liter-Sekretglas Holder for 2-Liter-Secretion-Bottle		195.0012
2-Liter-Sekretglas inkl. Saugdeckel mit Automatikventil Secretion bottle 2 liter incl. suction lid with automatic valve		195.0014
Silikonschlauch - Satz Silicon tube set		195.0017
Mikro-Filter (2 Stück inklusive, bei Nachbestellung VE = 50 Stück) Micro filter (2 pieces included, in case of reorder PU = 50 pieces)		195.0018.M
Einstech-Rohr Puncture tube		195.0019