

Gerätewagen "KT 2000" Video trolley



Ref.-No. 196.2000

Endoskopie-Gerätewagen KT 2000
mit Fahrgestell, Normschiene
und Kamerahalter, 6 Ablagen:

- 1 x Festkonsole mit 3 Griffen
 - 3 x Festkonsole
 - 1 x Ausziehkonsole
 - 1 x Basis-Schublade
 - 1 x Power-Box mit 6 Steckdosen
- H x B x T : 142 x 53 x 48 cm
Gewicht: 85 kg

Endoscopy-Video-Trolley KT 2000
with chassis, cable and camera
holder, 6 depots:

- 1 x fix console with 3 handles
 - 3 x fix consoles
 - 1 x Pull-out-console
 - 1 x basis drawer
 - 1 x Power box with 6 electric sockets
- H x W x D : 142 x 53 x 48 cm
Weight: 85 kg

