

Shaver-System S-3300



Art.-Nr. 570.0000

Arthroskopie-Shaver-System "S-3300", komplett bestehend aus:

- Konsole; - Handstück mit Kabel; - Fußschalter

Ref.-No. 570.0000

Arthroscopy-Shaver System "S-3300", complete consisting of:

- console ; - handpiece with cable; - foot switch



Technische Daten/Technical Data:

Konsole/Console:

Abm.(HxBxT)/ Dimensions(HxWxD):	115 x 330 x 275 mm	
Gewicht/Weight:	5 kg	
Spannung/Voltage:	110-240 VAC / 50 Hz	
Leistung/Output:	max. 110 VA	
Drehzahl/Speed:	1000/2000/3000/4000/5000 U/min(rpm) +- 10 %	
Primärsicherung/Fuse:	2 x 3 AT Automat	
Geräteklasse/Device class:	2a	
Schutzklasse/Protection class:	I	
Anwendungsteil/Part:	Typ B	
Betriebsart/Type of use:	Kurzzeitbetrieb / Short time use	
IP-Schutzart:	IP X0	
EMV:	EN 60601-1-2	
Anschlüsse/Connections:	Handstück / Handpiece, Fußschalter / Foot switch	

Handstück/Hand piece:

Länge/Length:	215 mm	
Gewicht/Weight:	300 g	
Kabellänge/Cable length:	3 m	
Oszillationszeit/Oscillation time:	1,2 sek./sec.	

Fußschalter/Foot button:

Abm.(HxBxT) / Dimensions(HxWxD):	15 x 400 x 180 mm	
Gewicht/Weight:	2 kg	
4 Funktionen:	Rechts, Links, Oszillation, Drehzahländerung	
4 functions:	Right, Left, Oscillation, Speedchange	
Kabel-Länge/Cable length:	3 m	
Netzkabel / Power supply :	230 V, 10 A, dreipolig	