

Arthroskopie-Pumpe

Arthroscopy-Pump



Arthroskopie-Pumpe
Stromversorgung: 230 V AC - 50 Hz
Leistungsaufnahme: 90 VA,
Drehzahl: 200-500 U/min,
Druck: 0-280 mm Hg
Druckkontrolle: elektronisch
Primärsicherung: 2 x 3 AT Automat
Maße(BxHxD): 140 x 420 x 330 mm
Schutzklasse: I , Typ BF, IPX0,
EN-Klasse: 2a, Gewicht: 17 kg



“ Poseidon 280 ”

Ref.-No. 195.0070

Arthroscopy pump
 Power supply: 230 V AC- 50 Hz
 Power consumption: 90 VA,
 Speed: 200-500 rpm,
 Pressure: 0-280 mm Hg
 Pressure control: electronical
 Dim.: (WxHxD): 140x420x330mm
 Protective class: I , Typ BF, IPX0,
 EN-Class: 2a, Weight: 17 kg



Zubehör / Accessories:

Pumpenschlauch VE = 10 Stück	195.0070.U	Pump tube Package of 10 pieces
Patientenschlauch VE = 20 Stück	195.0070.A	Patient tube Package of 20 pieces
Drucksensor wiederverwendbar	195.0070.S	Pressure sensor Reusable
Druckdorn VE = 25 Stück	195.0070.D	Pressure thorn Package of 25 pieces