

Operations-Laparoskope, ein Einstich Operating Laparoscopes, single puncture

OP-Laparoskop, Ø 10 mm, Blickrichtung 0°, mit Arbeitskanal Ø 6 mm,
Nutzlänge 268 mm, autoklavierbar, abnehmbarer Einführungshahn

Operating laparoscope, Ø 10 mm, direction of view 0°, with working channel Ø 6 mm,
working length 268 mm, autoclavable, with detachable instrument port


201.1000.A

Parallel-Einblick / Parallel eye piece



201.1100.A

45° - Schräg-Einblick / 45°-Angled eye




Ersatzteile/Spare parts

Einführungshahn / Instrument port

-mit Standard-Ventil / with standard-valve 200.1101

-mit Automatik-Ventil / with automatic valve 201.5501



Die OP-Laparoskope sollten nur mit Instrumenten der Nutzlänge 450mm verwendet werden!

Please use only instruments with 450mm working length in combination with the OP-Laparoscopes!