

Modulares Laparoskopie-System

Modular laparoscopic system

Ø 3 mm / 33 cm

Komplett-Instrument = Handgriff + Aufsatz*
Complete instrument = Handle + Frontpiece**

* "Aufsatz" bedeutet: Innenteil und Schaft sind ein Teil und nicht weiter zerlegbar !

** "Frontpiece" means : Innerpart and sheath are one part and not further detachable !



Aufsätze / Front pieces :



Universal
Universal
221.3317.I



Klauengreifer
Claw grasper
221.3308.I



Maryland-Dissektor, gebogen
Maryland-Dissector, curved
221.3321.I



Biopsie, ohne Dorn
Biopsy, without thorn
221.3301.I



Metzenbaum-Schere, gerade
Metzenbaum-Scissors, straight
221.3340.I



Biopsie, mit Dorn
Biopsy, with thorn
221.3302.I



Metzenbaum-Schere, gebogen
Metzenbaum-Scissors, curved
221.3341.I



Atraumat., mit Aussparrung
Atraumatic, with reservoir
221.3309.I



Zange, schlank, gerieft
Forceps, small, grooved
221.3343.I



Delphin
Dolphin
221.3315.I



Mikro-Schere, gerade
Micro-Scissors, straight
221.3303.I



Konisch, mit Aussparrung
Conical, with reservoir
221.3316.I