


Endoskope für Gynäkologie Endoscopes for gynecology

Verriegelung kompatibel zu Fiegert-Schäften / Connection compatible to Fiegert sheaths




Ø 4 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 302 mm, autoclavable :

	Geradeausblick Direct vision	0°	300.0400.A
	Vorausblick Foroblique vision	15°	300.0415.A
	Vorausblick Foroblique vision	30°	300.0430.A
	Seitblick Lateral vision	70°	300.0470.A

Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 2.7 mm, working length 302 mm, autoclavable :

	Geradeausblick Direct vision	0°	301.2700.A
	Vorausblick Foroblique vision	30°	301.2730.A
	Seitblick Lateral vision	70°	301.2770.A

Verriegelung kompatibel zu Wolf-Schäften / Connection compatible to Wolf sheaths



Ø 4 mm, Arbeitslänge 299 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 299 mm, autoclavable :

	Vorausblick Foroblique vision	25°	300.0425.A
--	---	------------	-------------------