


Hysteroskopie-Schäfte

Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 2,7 mm, 30°
for endoscope Ø 2,7 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem
Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following
standard-endoscope:



Diagnostik-Schäfte ohne Kanal
Sheaths for diagnostics without channel

Standard(graduiert)
Standard(graduated)

Dauerspülung
Continuous-Flow :

Hähne

Stopcocks

1 fest
2 fest

1 fixed
2 fixed

261.0010
-

-
262.0013



OP-Schäfte mit Kanal CH 5
OP-Sheaths with channel FR 5

Standard
Standard

Dauerspülung
Continuous-Flow :

Hähne

Stopcocks

1 fest
2 drehbar
2 fest

1 fixed
2 rotatable
2 fixed

260.0014
-
261.0014

-
262.0014
262.1512

