

Uretero-Renokope, halbstarr Uretero-Renoscopes, semi-rigid



Uretero-Renoskop mit seitlichem Einblick, Blickrichtung 8° zum Arbeitskanal, autoklavierbar, zwei Hähne für Saugen und Spülen, zwei Einföhrmöglichkeiten für Instrumente

Uretero-Renoscope with angled eyepiece, Direction of view 8° to working channel, autoclavable, two stop cocks for suction and irrigation, two insert possibilities for instruments

Ø URS Ø URS	Arbeitskanal Working channel	Nutzlänge / Working length 310 mm 425 mm :	
6,0 CH/FR (distal)	für Instrumente 1 x CH 4 oder 2 x CH 2,4 for instruments 1 x FR 4 or 2 x FR 2,4	365.0306	365.0406
7,5 CH/FR (distal)	für Instrumente 1 x CH 5 oder 2 x CH 3 for instruments 1 x FR 5 or 2 x FR 3	365.0300	365.0400



Instr. 60 cm lang, halbstarr Instr. 60 cm long, semi-rigid	CH/FR 3	CH/FR 4	CH/FR 5 :
---	------------	------------	--------------



Biopsiezange Biopsy forceps	366.0301	366.0401	366.0501
--------------------------------	----------	----------	----------



Fremdkörper-Zange Foreign body forceps	366.0303	366.0403	366.0503
---	----------	----------	----------



Steinstrasse Stone street	366.0304	366.0404	366.0504
------------------------------	----------	----------	----------



Ureter Schlitzschere Ureter strictures scissors	-	366.0405	366.0505
--	---	----------	----------



Alligator-Zange Alligator forceps	366.0307	366.0407	366.0507
--------------------------------------	----------	----------	----------



Grosse Fragmente Large fragments	-	366.0408	366.0508
-------------------------------------	---	----------	----------



Dormia Steinfänger, flex. Dormia stone dislodger, flex.	365.0312	-	365.0512
--	----------	---	----------



3-Arm-Greifer, flexibel 3-prong retriever, flexible	365.0317	-	365.0517
--	----------	---	----------