

Perkutane Nephroskopie

Percutaneous Nephroscopy

(Nur Auszüge! Komplett-Set auf Anfrage!)

(Extracts only! Complete Set on request!)

305.0406.A



Nephroskop mit Parallel-Einblick

NL 20 cm, Blickrichtung 0°, autoklavierbar
mit zentralem Arbeitskanal für Instrumente mit
Ø 3mm(Schaft 24 CH) oder 4,8mm(Schaft 26 CH),
mit Einführungshahn, zusätzl. zwei seitliche Arbeitskanäle
mit verschliessbaren Hähnen für 1mm-Instrumente

Nephroscope with parallel eyepiece

WL 20cm, Direction of view 0°, autoclavable
with central working channel for instruments with
Ø 3mm(sheath 24 FR) or 4,8mm(sheath 26 FR),
with insertion tube, add. two flanking working channels
with closable stopcocks for 1mm-Instruments



OP-Schaft, 1 fester Hahn
Hohl-Obturator zu OP-Schaft

OP-Sheath, 1 fix stop cock
Hollow-Obturator to OP-Sheath

CH/FR 24

380.0024.A
380.0024.O



OP-Schaft, 1 drehb. Hahn
Hohl-Obturator zu OP-Schaft

OP-Sheath, 1 rotatable stopcock
Hollow-Obturator to OP-Sheath

CH/FR 26

381.0026
381.0026.O



Instrumente, halbstarre
Instruments, semi-rigid

NL 40 cm
WL 40 cm

Ø 3 mm
(9 CH/FR) :



Biopsiezange

Biopsy forceps

380.0901



Fremdkörperzange

Foreign body forceps

380.0903



Schere

Scissors

380.0905



Hakenschere

Hook scissors

380.0906.



3-Arm-Greifer(U-Griff)

3-Arm-Grasper(U-Handle)

380.0917.9CH

Nur kompatibel zu Schaft 381.0026:
Compatible to sheath 381.0026 only:

Ø 4,8 mm
(14 CH/FR) :



3-Arm-Greifer(U-Griff)
für große Steine, starr

3-Arm-Grasper(U-Handle)
for large stones, rigid

380.0917