


Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscopes " SILVER-LINE " + " SILVER-LINE SLIM "



Technische Daten:

- Nutzlänge 30 cm
- Abwinkelung auf-/abwärts 150°
- Blickrichtung 0°
- Bildwinkel 70°
- Schärfebereich 1-50 mm
- Gas sterilisierbar
- einlegbar

- inklusive Standard-Zubehör:

- Transportkoffer (1)
- ETO-Kappe für Druckausgleich (2)
- Dichtigkeitstester (3)
- Gebrauchsanweisung

Technical Data:

- Working length 30 cm
- Angulation up-/downward 150°
- Direction of view 0°
- Field of view 70°
- Depth of field 1-50 mm
- Gas sterilisation
- soakable

- inclusive Standard-Accessories:

- Transport suitcase (1)
- ETO-Cap for pressure compensation (2)
- Leakage tester (3)
- Instructions manual

(1)



Ø 3,4 mm " SILVER-LINE " Ref.-No. 800.3800

Ø 2,8 mm " SILVER-LINE SLIM " Ref.-No. 800.2801

(2)



(3)

